






Uwagi:

- 1. Brakujące wymiary wg modelu CAD.
- 2. O ile nie zaznaczono inaczej, pochylenia technologiczne wykonać wg modelu CAD.
- 3. Powierzchnie wypraski fakturować zgodnie z modelem CAD i planem fakturowania - ark. 2/2.
- 4. W miejscu oznaczonym "DM" umieścić oznaczenie materiału i 2 datowniki: miesiąc i rok produkcji.
- 5. Wymiary kontrolne dla produkcji seryjnej umieszczono w "obwiedniach".

	Nazwisko	Data	Podpis	Numer rysunku	Nazwa	Wersja
Konstruował	Niwiński			SD102204	Zwieńczenie	3
Kreślił	Niwiński					Model
Zatwierdził						
Wymiary nietolerowane: PN-EN 22768-fH					Materiał	Arkusz
Pokrycie:						
Podz.	1:2					
HS Medical					PMMA	1/2



Legenda kolorów:
niebieski - faktura MT-1055-4
zielony - poler techniczny
czerwony - poler

	Nazwisko	Data	Podpis	Numer rysunku SD102204	Nazwa Zwieńczenie	Wersja
Konstruował	Niwiński					3
Kreślił	Niwiński					Model
Zatwierdził						
Wymiary nietolerowane:				PN-EN 22768-fH		
Pokrycie:					Materiał	
Podz.	HS Medical				PMMA	Arkusz
b. s.						2/2