

# Elektrody treningowe 10 par

**TRN-ACC-02**

kod produktu

**Stryker / HeartSine**

producent

**Wielka Brytania**

kraj pochodzenia

Dodatkowy zestaw elektrod treningowych, dedykowany dla wszystkich modeli defibrylatora szkoleniowego Samaritan, nadający się do pracy z fantomami wszystkich dostępnych rodzajów.

Jedna para elektrod wystarcza na przeprowadzenie około 50-120 szkoleń. Dzięki folii zabezpieczającej można wygodnie oraz bezpiecznie przechowywać je w kasecie Trainer PAK. Dzięki przytwierdzonym rzepom elektrody łatwo jest podpiąć do kabli będących stałym elementem wyposażenia defibrylatora treningowego. Po użyciu elektrody zwija się do kasety Trainer PAK. Ich wygląd dokładnie odwzorowuje wygląd elektrod defibrylatora ratunkowego.

- ✓ **uniwersalne**
- ✓ **wytrzymałe**
- ✓ **50-120 szkoleń**



## parametry

Kod produktu: **TRN-ACC-02**Wykonanie: **pianka**Przeznaczenie: **szkolenia/ trening**Kompatybilność: **Samaritan  
Trainer  
(modele 300,  
350, 360, 500)**