

# Samaritan Trainer 350

Defibrylator szkoleniowy ze zdalnym sterowaniem

it's safe here.

## CECHY UŁATWIAJĄCE SZKOLENIA



### Pilot do zdalnej obsługi.

Możliwość włączania, wyboru scenariuszy, przewijanie/ cofanie/ stop/ pauza/ start, ściszenie, przyciśnięcie



### Przycisk pauzy.

Tymczasowo zatrzymuje i ponownie uruchamia scenariusz treningowy, pozwalając trenerowi udzielić dodatkowych informacji.



### Wskaźnik stanu akumulatora.

Diody LED wskazują stan napięcia (urządzenie nieużywane) i sygnalizują 1 godzinę pozostałego czasu baterii (urządzenie używane).



### W zestawie.

W zestawie 3 pary wymiennych elektrod treningowych wielokrotnego użytku, odwzorujących wygląd tradycyjnych elektrod.



### Zaprogramowane scenariusze.

Sześć zaprogramowanych scenariuszy AHA/ERC wybieranych za pomocą pilota zdalnego sterowania.



### Wybór języka.

Automatycznie ustawiony język polski i dodatkowe dwadzieścia dziewięć języków.



### Regulacja głośności.

Cztery poziomy regulacji głośności, pamięć ostatnio wybranego poziomu.



### Akumulator wielokrotnego ładowania.

7 godzin ciągłej pracy na jednym naładowaniu.



Możliwość używania kilku urządzeń jednocześnie.



Łatwa wymiana elektrod treningowych.



Mechanizm ułatwiający związanie przewodu.



Kompatybilny ze wszystkimi fantomami RKO.

**HS Medical**  
Ul. Fabryczna 45  
43-100 Tychy

+48 32 325 69 38  
+48 786 868 032

biuro@hsmedical.pl  
www.hsmedical.pl

**HS medical**

## SAMARITAN TRAINER 350

Prosty w obsłudze, czytelny dla użytkownika i jeden z najczęściej wybieranych defibrylatorów treningowych. Wraz z osobą przeprowadzającą trening prowadzi użytkownika przez procedurę resuscytacji krążeniowo – oddechowej, bez podawania impulsu defibrylacyjnego, pozwalając dobrze poznać cały schemat udzielania pierwszej pomocy. W rękach ratownika – stanowi doskonałe narzędzie szkoleniowe. W rękach użytkownika jest niezbędną pomocą edukacyjną i narzędziem przydatnym do poznania praktycznej strony ratowania życia. Mając go w przed sobą użytkownik

uczy się używania AED. I choć to proste i intuicyjne urządzenia, każdy kto choć raz poznał wersję treningową – dużo pewniej i spokojniej obsługuje też wersję ratowniczą.

350P Trainer posiada 6 zaprogramowanych scenariuszy akcji ratunkowych, zgodnych z protokołem AHA/ERC 2010 (jeden wstrząs, dwie minuty RKO). Różnorodność scenariuszy pozwala osobie szkolonej na dokładne zapoznanie się z tematyką pierwszej pomocy, a wbudowany w urządzenie metronom oraz migający wskaźnik pozwalają na określenie prawidłowości wykonywanych ucisków klatki piersiowej.



### ✚ KOD PRODUKTU

- TRN-350-PL

### ✚ ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Defibrylator treningowy
- pilot z bateriami AAA,
- trainer-Pak,
- ładowarka,
- torba z dwiema kieszeniami na zamek błyskawiczny,
- instrukcja użytkownika,
- gwarancja,
- scenariusze szkoleniowe,
- kabel do przesyłu danych,
- trzy pary elektrod treningowych.

### ✚ AKCESORIA DODATKOWE

- Pilot (TRN-ACC-17-350)
- Kabel przesyłu danych (ACC-BAS-01)
- Kasetka Trainer-Pak (TRN-PAK-04)
- Ładowarka (TRN-ACC-14)
- Elektrody: 5/10/25 par (TRN-ACC-01/02/03)

### ✚ PARAMETRY

- Waga: 0,6 kg (1,3 lbs)
- Akumulator: Wielokrotnego ładowania