

Samaritan Trainer 360

Defibrylator szkoleniowy ze zdalnym sterowaniem

it's safe here.

CECHY UŁATWIAJĄCE SZKOLENIA



Pilot do zdalnej obsługi.

Możliwość włączania, wyboru scenariuszy, przewijanie/ cofanie/ stop/ pauza/ start, ściszenie, przyciśnięcie



Przycisk pauzy.

Tymczasowo zatrzymuje i ponownie uruchamia scenariusz treningowy, pozwalając trenerowi udzielić dodatkowych informacji.



Wskaźnik stanu akumulatora.

Diody LED wskazują stan napięcia (urządzenie nieużywane) i sygnalizują 1 godzinę pozostałego czasu baterii (urządzenie używane).



W zestawie.

W zestawie 3 pary wymiennych elektrod treningowych wielokrotnego użytku, odwzorujących wygląd tradycyjnych elektrod.



Zaprogramowane scenariusze.

Sześć zaprogramowanych scenariuszy AHA/ERC wybieranych za pomocą pilota zdalnego sterowania.



Wybór języka.

Automatycznie ustawiony język polski i dodatkowe dwadzieścia dziewięć języków.



Regulacja głośności.

Cztery poziomy regulacji głośności, pamięć ostatnio wybranego poziomu.



Akumulator wielokrotnego ładowania.

7 godzin ciągłej pracy na jednym naładowaniu.



Możliwość używania kilku urządzeń jednocześnie.



Łatwa wymiana elektrod treningowych.



Mechanizm ułatwiający związanie przewodu.



Kompatybilny ze wszystkimi fantomami RKO.

HS Medical
Ul. Fabryczna 45
43-100 Tychy

+48 32 325 69 38
+48 786 868 032

biuro@hsmedical.pl
www.hsmedical.pl

HS medical

SAMARITAN TRAINER 360

Prosty w obsłudze, czytelny dla użytkownika i jeden z najczęściej wybieranych defibrylatorów treningowych. Wraz z osobą przeprowadzającą trening prowadzi użytkownika przez procedurę resuscytacji krążeniowo – oddechowej, bez podawania impulsu defibrylacyjnego, pozwalając dobrze poznać cały schemat udzielania pierwszej pomocy.

Trainer 360 nie posiada przycisku defibrylacji, tylko informuje o jej wykonaniu. Dzięki temu doskonale nadaje się do treningu wszystkich osób, które będą w przyszłości używać defibrylatora automatycznego.

W rękach ratownika Samaritan Trainer 360 to doskonałe narzędzie szkoleniowe. W rękach użytkownika jest nie-

zbędną pomocą edukacyjną i narzędziem przydatnym do poznania praktycznej strony ratowania życia. Mając go w przed sobą użytkownik uczy się używania AED. I choć to proste i intuicyjne urządzenia, każdy kto choć raz poznał wersję treningową – dużo pewniej i spokojniej obsługuje też wersję ratowniczą.

Trainer 360 posiada 6 zaprogramowanych scenariuszy akcji ratunkowych, zgodnych z protokołem AHA/ERC 2010 (jeden wstrząs, dwie minuty RKO). Różnorodność scenariuszy pozwala osobie szkolonej na dokładne zapoznanie się z tematyką pierwszej pomocy, a wbudowany w urządzenie metronom oraz migający wskaźnik pozwalają na określenie prawidłowości wykonywanych ucisków klatki piersiowej.



✚ KOD PRODUKTU

- TRN-360-PL

✚ ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Defibrylator treningowy
- pilot z bateriami AAA,
- trainer-Pak,
- ładowarka,
- torba z dwiema kieszeniami na zamek błyskawiczny,
- instrukcja użytkownika,
- gwarancja,
- scenariusze szkoleniowe,
- kabel do przesyłu danych,
- trzy pary elektrod treningowych.

✚ AKCESORIA DODATKOWE

- Pilot (TRN-ACC-17-350)
- Kabel przesyłu danych (ACC-BAS-01)
- Kaseta Trainer-Pak (TRN-PAK-04)
- Ładowarka (TRN-ACC-14)
- Elektrody: 5/10/25 par (TRN-ACC-01/02/03)

✚ PARAMETRY

- Waga: 0,6 kg (1,3 lbs)
- Akumulator: Wielokrotnego ładowania